

金相试样自动镶嵌机 ZXQ-2



重要注意事项和安全信息

全自动金相试样镶嵌机，是对于各种试样进行镶嵌的多功能水冷镶嵌机，具有制模数量多，制模时间短等优点。对于微小并不易手拿或不规则的工件进行镶嵌。经镶嵌后，便于对工件进行磨抛操作也有利于用户在金相显微镜下更方便的观察材料的组织结构。

本机能自动加温、加压，压制成形后会冷却自动停机，打开上盖，按上升键试样自动上升，即可取件。

注：只限于热固性材料（如胶木粉），温度已调整/自控。

二、主要技术参数

试样压制规格： ϕ 25mm ϕ 30mm、 ϕ 40mm 、 ϕ 50mm（任选其一）

加热器： 220V 1650W

温度设定范围：35~200°C



莱州市华兴测试仪器有限公司

地址:山东省莱州市虎头崖工业园

服务热线:0535-2172116

保温时间范围: 1-99min

冷却时间范围: 0~60min

外形尺寸: 395*460*560mm

净重: 50KG

装 箱 单

名称	型号	单位	数量
金相试样镶嵌机	ZXQ-2	台	1
金相试样镶嵌粉		份	100g
热 电 偶	K型	根	1
塑 料 漏 斗		只	1
产 品 说 明 书		份	1
产 品 合 格 证		份	1
进水管, 出水管		根	各1
中间模		套	1
管 箍		个	2



莱州市华兴测试仪器有限公司

地址:山东省莱州市虎头崖工业园

服务热线:0535-2172116

保险丝	5*20 15A	个	2
过滤网		个	1